

FICHE PRODUIT



Défibrillateur Automatisé Externe i3 Portable - Réponse Cardiaque d'Urgence

Référence : SOC-10112

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **DAE i3** est un défibrillateur semi-automatique ou automatique (selon configuration) permettant d'analyser le rythme cardiaque d'une victime et de délivrer un choc électrique si nécessaire.

Grâce à son **système d'analyse ECG intégré**, l'appareil détecte automatiquement les arythmies nécessitant une défibrillation et guide l'utilisateur par **instructions vocales claires et visuelles** tout au long du processus de réanimation.

Sa conception compacte et légère le rend parfaitement adapté pour :

- Hôpitaux et cliniques
- Ambulances et services d'urgence
- Entreprises et bureaux
- Écoles et universités
- Centres sportifs
- Lieux publics (aéroports, centres commerciaux, hôtels)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques principales

Analyse intelligente du rythme cardiaque

- Détection automatique des rythmes choquables (FV/TV sans pouls)
- Algorithme fiable conforme aux recommandations internationales

Énergie de choc

- Onde **biphasique exponentielle tronquée**
- Ajustement automatique en fonction de l'impédance du patient
- Niveaux d'énergie adaptés adulte / pédiatrique

Mode pédiatrique

- Activation simple via bouton ou électrodes spécifiques
- Énergie réduite pour utilisation chez l'enfant

Interface utilisateur

- Instructions vocales étape par étape
- Indications visuelles (LED / écran selon version)
- Guidage RCP (rythme des compressions)

Écran (selon version)

- Affichage ECG
- Indicateur de batterie
- Informations d'état

Mémoire interne

- Enregistrement des données d'intervention

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Stockage ECG et événements
- Exportation possible via port de communication

Batterie longue durée

- Haute autonomie en veille
- Capacité à délivrer plusieurs chocs
- Indicateur de niveau de batterie

Électrodes

- Électrodes pré-connectées
- Usage adulte et pédiatrique
- Conditionnement scellé stérile

Autotests automatiques

- Tests quotidiens / hebdomadaires / mensuels
- Vérification de l'intégrité du système
- Indicateur visuel de disponibilité

Spécifications générales

- Type : Défibrillateur automatisé externe portable
- Forme d'onde : Biphasique
- Température de fonctionnement : Environ 0°C à 50°C
- Conception : Robuste et résistante aux chocs
- Transport : Poignée ergonomique / sac de transport disponible

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Avantages

Facile à utiliser – adapté aux non-professionnels
Portable et léger
Analyse automatique fiable
Mode adulte et enfant
Maintenance simplifiée
Idéal pour programmes de défibrillation publique

Utilisation

1. Allumer l'appareil
2. Placer les électrodes sur la victime
3. Laisser l'appareil analyser le rythme
4. Suivre les instructions vocales
5. Administrer le choc si indiqué
6. Poursuivre la RCP selon les instructions

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-defibrillateurs/16349-defibrillateur-automatique-externe.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com