

FICHE PRODUIT



Echelle optométrique de PIGASSOU

Référence : SOC-EP2111

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION
- Test conçu pour une utilisation à 2.5 m du sujet
- Dimensions : 33 x 45 cm
- Fixation : Chaîne de suspension murale
- Matériau : Plastique semi-rigide

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/echelle-d-acuite-visuelle-test-visuel/16352-echelle-optometrique-de-pigassou.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com