

FICHE PRODUIT



Pack de réactifs pour analyseur d'électrolyte ISE4500/XI-921E

Référence : SOC-REA-XI921E

Points forts

- délais : 48 heures
- Types d'Électrolytes : 4 (Na , K , Cl-, Li)

Description du produit

- Tab 1

Pack de réactifs pour analyseur d'électrolyte ABW-Li (ISE4500/XI-921E)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/16356-pack-de-reactifs-pour-analyseur-d-electrolyte-ise4500-xi-921e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Types d'Électrolytes	4 (Na , K , Cl-, Li)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com