


FICHE PRODUIT

Paravent mobile modèle MOBILUX

Référence : SOC-MO2211

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Paravent mobile mobilux plomb 2.0 mm avec vitrage anti-x panoramique
panneau en mélaminé blanc âme plombé avec profil TECHNAL en périphérie
blanc support de paravent avec quatre roulettes , dont deux avec freins , deux
poignées pour l'aide à la mobilité

- Paravent mobile plombé
- **Équivalence plomb** : 1mm, 1.5mm, 2mm
- **Dimensions** : H2000 x L1000.

***Autres dimensions disponibles sur commande.**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/paravents-et-rouleaux-en-plomb/16357-paravent-mobile-modele-mobilux.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com