


FICHE PRODUIT

Doppler foetal Sonicaid Modèle FD1 NG

Référence : SOC-DOAP2526

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

- Conception compacte et légère pour une portabilité facilitée,
- Affichage sur grand écran LCD à contraste élevé du rythme cardiaque fœtal en GROS caractères,
- Commande combinée marche/arrêt/volume pour une utilisation facile,
- Sonde haute sensibilité pour optimiser les performances dans une grande variété d'applications et de procédures cliniques,
- Prend en charge une sonde étanche de 2 MHz conçue pour être utilisée lors d'un accouchement dans l'eau,
- Nettoyage facile de la sonde permettant un contrôle optimal des infections,
- Piles AA pour plus de commodité et de rentabilité à long terme.

Caractéristiques techniques :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fréquence de la sonde	2MHz
Réduction de bruit	Actif
Batterie type fournie en standard	2 x piles alcalines AA
Durée de la pile (nombre d'examens de 1 minute)	500
Poids	304 g (10,07 oz)
Dimensions	Hauteur 140 mm (5,5"), largeur 75 mm (3,0"), profondeur 33 mm (1,18")

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fournitures-medicales-generales/16358-doppler-foetal-sonicaid-modele-fd1-ng.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com