

FICHE PRODUIT

Le Simulateur obstétrique/gynécologique Mama-U

Référence : SOC-22115

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

simulateur obstétrique/gynécologie Mama-U

Caractéristiques du simulateur obstétrique/gynécologie Mama-U**Application** : obstétrique/gynécologie**Procédure** : d'accouchement**Configuration** : portable**Matière** : en latex

Le Simulateur obstétrique/gynécologique Mama-U représente un utérus post-partum après la naissance. Il permet la formation à l'insertion d'un stérilet post-partum et d'un ballon de tamponnement utérin, ainsi qu'à d'autres interventions sur l'utérus post-partum. Le modèle est ultra-portable et peut être utilisé comme modèle de table pour la formation aux tâches, ou à l'intérieur de MamaNatalie pour une simulation de naissance complète.

Développée pour compléter le programme de formation Helping Mothers Survive, le Simulateur obstétrique/gynécologique Mama-U aide les prestataires de soins à améliorer leurs compétences en matière de gestion de l'HPP, de planification familiale post-partum, de conseil et de soins

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

respectueux.

Des soins compétents : L'utérus post-partum anatomiquement correct permet un enseignement et une pratique efficaces de l'insertion de dispositifs intra-utérins post-partum. Il permet également de former à la tamponnade utérine par ballonnet et à d'autres pratiques telles que l'inspection cervicale et vaginale, le remplissage de gaze et la compression bimanuelle.

Soins respectueux : Offre aux prestataires de soins de santé la possibilité de pratiquer des soins respectueux et de gérer de manière compétente divers scénarios.

Confirmation visuelle de la bonne insertion : Le Simulateur obstétrique/gynécologique Mama-U permet aux apprenants et aux formateurs de voir si le dispositif intra-utérin (DIU) a été placé correctement, ce qui permet aux formateurs de fournir un retour d'information pendant la pratique.

Le modèle présente toutes les caractéristiques anatomiques pertinentes : fond de l'utérus, col de l'utérus et périnée, ainsi que la possibilité d'étendre l'utérus (pertinent pour l'insertion d'un DIU post-partum). L'angle de l'utérus peut être modifié en appliquant une pression sur le modèle. Il est possible de pratiquer des placements "en aveugle" et de soulever le couvercle de l'utérus pour évaluer le placement.

Le Simulateur obstétrique/gynécologique Mama-U a été conçu pour compléter la formation au planning familial et servir d'aide au conseil pour les agents de santé.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-gynecologiques-medicaux/16359-le-simulateur-obstetrique-gynecologique-mama-u.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com