


FICHE PRODUIT



Moniteur patient PROview 12

Référence : SOC-PR1222

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Affichage d'image brillant
- 27 types différents d'analyse d'arythmie
- Score d'alerte précoce (EMS) - Évaluer l'urgence d'une action médicale
- Échelle de coma de Glasgow (GCS)
- Surveillance des voies respiratoires chez les nouveau-nés
- Mesure de la saturation en oxygène (SpO2) et du pouls
- Nettoyage hygiénique facile
- Module EtCO2 et IBP (en option)- Rangement simple des accessoires à l'arrière de l'appareil
- Mesure de la pression artérielle pour adultes et enfants (NIBP)
- Logiciel de surveillance central pour jusqu'à 66 moniteurs (en option)
- 4 heures d'autonomie / jusqu'à 8 heures (en option) extensible

Détails techniques:

- **Dimensions** : 175 x 320 x 262 x mm (LxHxP) | environ. 4 kg
- **ECG** : 3, 5, 6, 12 fils
- **Stockage des données** : 180 heures
- **Batterie** : Lithium-ion, jusqu'à 4 heures d'autonomie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Imprimante** : imprimante thermique, vitesse d'impression 12,5, 25, 50 mm/s, largeur de papier 50 mm.

Sont inclus :

- Câble patient 5 fils
- Electrodes à usage unique
- Tuyau PNI
- Brassard (adulte)
- Rallonge
- SpO2 - capteur SpO2 (adulte)
- Imprimante

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-multiparametres/16362-moniteur-patient-proview-12.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com