

FICHE PRODUIT

Caisse de transport 150L - Cembox avec trolley

Référence : SOC-A264917

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Box de transport multifonction.

Poignée rabattable acier chromé.

Fermeture à levier inox cadénassable.

Joint d'étanchéité intégré au couvercle.

Passage de fourches pour chariot élévateur.

2 roulettes bandage caoutchouc Ø 100 mm.

Polyéthylène épaisseur 4 mm en moyenne.

Manipulable en charge et gerbable (x 2 maxi)

Stockage environnement intérieur et extérieur.

Caractéristiques techniques

- Hauteur hors tout: 530 mm
- Longueur hors tout (mm) :800 mm
- Largeur hors tout (mm) :600 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Hauteur hors tout (mm) : 530 mm
- Matériau : Polyéthylène
- Charge maxi (kg) : 100 kg
- Poids (kg) : 15 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/16368-caisse-de-transport-150l-cembox-avec-trolley.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com