

FICHE PRODUIT

Sachet de stockage SARANEX 50x100mm zippé naturel

Référence : SOC-STP40

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

En arrêt, remplacé par les sachets MINIGRIP

Sachet de stockage SARANEX® 50x100mm naturel - STP40

Le **sachet de stockage SARANEX® 50x100mm** de la gamme Labelians est le format compact pensé pour le **stockage longue durée de petits échantillons sensibles**. Sa matière SARANEX®, reconnue pour ses propriétés barrières exceptionnelles, garantit une conservation optimale même pour les volumes réduits d'échantillons pathologiques ou de prélèvements médico-légaux.

Applications

- Stockage longue durée de petits échantillons biologiques
- Conservation de prélèvements pathologiques de faible volume
- Stockage de prélèvements de médecine légale
- Archivage d'échantillons précieux nécessitant un conditionnement compact

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques du produit

Référence	STP40
Code article	011847
Type de sachet	Simple poche
Fermeture	Zippée
Matière	SARANEX®
Couleur	Naturel
Dimensions	50 x 100 mm
Épaisseur	76 µm
Capacité	40 ml
Absorbant	Sans
Température d'utilisation	-20°C à +50°C

Traçabilité

- Numéro de lot : non présent sur le sachet
- Date de péremption : non applicable

Informations fabricant

Fabricant	COM-PAC International, Inc.
Référence fabricant	4740-S
Pays d'origine	États-Unis

Conditionnement

Carton	1000 pièces
Minimum de vente	250 pièces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Format compact STP40 vs STP540

Le STP40 est le **plus petit format** de la gamme de sachets de stockage SARANEX® de Labelians (50x100mm, 40ml), à différencier du STP540 (150x150mm, 540ml) destiné aux échantillons de plus grand volume. Le choix du format dépend de la taille de l'échantillon à conserver.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sachets-hermetiques-en-saranex/1637-sachets-hermetiques-en-saranex-3300ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com