

FICHE PRODUIT

Simulateur d'accès veineux du nourrisson Modèle Nita Newborn

Référence : SOC-W46502

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Maintenant 100 % sans latex avec ombilic et valve ombilicale redessinés. Une représentation unique et anatomiquement correcte d'un bébé de sexe féminin de 1,8 kg et 40,6 cm (4 lb, 16 po) développé pour enseigner et pratiquer l'accès vasculaire des nouveau-nés et des nourrissons. Il y a des veines bleues à peine discernables sous le translucide remplaçable "peaux" sur la tête, les bras droit et gauche et la jambe droite. Les veines sont désormais fabriquées avec du Dermalike™ sans latex - avec 50 % de frottement d'aiguille en moins lors de l'accès et une meilleure résistance à la déchirure pour permettre un plus grand nombre de "piqûres" d'aiguilles. Les veines présentées comprennent les veines temporale, jugulaire externe, post-auriculaire, basilique, céphalique, saphène et poplitée. Lors de l'accès, un « pop » est ressenti lorsque l'aiguille pénètre dans la veine, suivi d'un flashback réaliste de sang simulé confirmant le bon placement de l'aiguille.

Le simulateur Nita Newborn est parfait pour suivre les scénarios d'entraînement des nourrissons :

- Les petites veines de la taille d'un nourrisson comprennent les veines temporale, jugulaire externe, post-auriculaire, basilique, céphalique, saphène et poplitée
- L'accès réussi est confirmé par un flashback de sang simulé

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Capacité à s'entraîner à installer et à accéder à un cathéter ombilical
- Les ouvertures nasales et orales permettent de placer des canules nasales, ainsi que des sondes nasogastriques et d'alimentation pour apprendre à aspirer, fixer, panser, nettoyage et entretien

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-formation-apprentissage/16370-simulateur-d-acces-veineux-du-nourrisson-modele-nita-newborn.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com