

FICHE PRODUIT

Modèle portable d'auto-examen des seins

Référence : SOC-L50202

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

- *Fabriqué en nouveau silicone de haute qualité 3B SKINlike™
- *Affiche la peau dans les moindres détails
- *Très réaliste au toucher et testé dermatologiquement
- *L'examen des seins est possible en position debout ou couchée
- *Les tumeurs bénignes et malignes à différents stades de développement perfectionnent les compétences d'auto-examen
 - 2 tumeurs bénignes
 - 4 tumeurs malignes
 - 2 anomalies typiques
- *Comprend le tableau "Sein féminin"
- *Fourni avec talc, harnais, support et mallette de transport en aluminium

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-formation-apprentissage/16371-modele-portable-d-auto-examen-des-seins.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com