

FICHE PRODUIT



Analyseur quantitatif d'immunofluorescence modèle LTS-IF10

Référence : SOC-IF1022

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Applicable pour détecter quantitativement une protéine spécifique dans le sérum humain, plasma, sang total, urine ou autre fluide corporel par fluorescence immunodosage.

Traits:

Conception monocanal, compacte et portable, imprimante intégrée ;

Deux modes de détection rapide et de détection standard, Résultats en 10 s ;

Compatible avec de larges paramètres impliquant cardiaques, rénaux et infections, etc.;

Connecté au système LIS, capacité de stocker jusqu'à 3000 résultats ;

Les réactifs fournissent un code QC qui contient des informations spécifiques au test et à la perte ;

L'instrument est de taille compacte et portable, prend peu de place.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16372-analyseur-quantitatif-d-immunofluorescence-modele-lts-if10.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com