

FICHE PRODUIT



Chariot d'anesthésie F-1-S1

Référence : SOC-05121

Description du produit

- DESCRIPTION

TAILLE □ L695 × W567 × H1010mm

Configurations standard :

- ☐ 5 tiroirs en acier
- ☐ Étagère de revêtement
- ☐ Système de verrouillage centralisé
- ☐ 4 roues jumelées avec freins
- ☐ 4 anti-chocs

Accessoires standard :

- ☐ Poubelle (2)
- ☐ Support de bac à aiguilles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- ☐ Bac à aiguilles
- ☐ Support de désinfectant
- ☐ Étagère latérale

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-pour-anesthesie/16374-chariot-d-anesthesie-f-1-s1.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com