

FICHE PRODUIT



Chariot d'urgence de type A1 Modèle F-46

Référence : SOC-PK461022

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Nom : Chariot d'urgence de type A1

Modèle: F-46

Taille: L695*W567*H1010mm

*Configurations standards

- 1) Tiroirs ABS (2)
- 2) Placard (1)
- 3) Étagère de parement (1)
- 4) Verrouillage centralisé (1)
- 5) Roues jumelées Dia.125 avec freins (4)
- 6) Anti-pare-chocs (4)

*accessoires standards

- 1) Poubelle (2)
- 2) Support de conteneur d'élimination des aiguilles (1)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

3) Conteneur d'élimination des aiguilles (1)

4) Support de désinfectant (1)

5) Pôle IV (1)

*Optionnel

1) Verrouillage unique

2) Tapis supérieur (PVC)

3) Planche RCP (1)

4) Boîte d'étiquettes

5) Étagère défibrillateur

6) Support de réservoir d'oxygène

7) Multiprise

8) Support multiprise

9) Support de cassette de médecine (acier inoxydable)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16375-chariot-d-urgence-de-type-a1-modele-f-46.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com