

FICHE PRODUIT



Chariot à médicaments modèle F45-C2

Référence : SOC-F45C2

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- description

Taille : L850*W515*H985mm

caractéristique principale : colonne de l'alliage

- 1.aluminium avec de l'ABS machinant la construction en plastique
2. base avec des roulettes de dia.125mm, chacune avec des freins
2. cinq tiroirs (2 petites tailles, taille de 2 milieux et 1 grande taille) avec le système de verrouillage central ; intérieur avec le diviseur de médecine.
3. avec les accessoires relatifs comme soufflet : (1) tige IV ; (2) deux poubelles de rebut ; cassette de dossier (de 3) (4) glissant l'étagère latérale (5) panneaux cardiaques d'ABS ; (6) prise et crochets de courant
4. D'autres accessoires tels que l'étagère de défibrillateur et le conteneur de disposition d'aiguille peuvent être ajoutés sur requête spéciale. Rappelez-vous svp de nous contacter pour l'évaluation due à ce changement.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16377-chariot-a-medicaments-modele-f45-c2.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com