

FICHE PRODUIT

Modèle anatomique Bassin de grossesse avec Fœtus amovible, Modèle 3B Smart Anatomy

Référence : SOC-1000333

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Modèle anatomique Bassin de grossesse avec fœtus amovible, Modèle 3B Smart Anatomy

Caractéristique du Modèle anatomique Bassin de grossesse avec fœtus amovible, Modèle 3B Smart Anatomy

Poids : 2,5 kg**Dimensions** : 38 x 25 x 40 cm

Le MODELE ANATOMIQUE AVEC UTERUS GRAVIDE A TERME 40 est une représentation d'une section médiane à travers le bassin de la femme à 40 semaines de grossesse avec un fœtus amovible. Étudiez la position normale de l'enfant avant la naissance avec le modèle anatomique avec utérus gravide à terme 40 ainsi que les systèmes reproducteur et urinaire humains.

Le bassin féminin réaliste et de haute qualité comprend les organes génitaux féminins et d'autres détails anatomiques importants. Ce bassin féminin de grossesse est un excellent complément à toute salle de cours d'anatomie ou au cabinet du médecin pour enseigner les étapes de la

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

grossesse.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-gynecologiques-medicaux/16378-modele-anatomique-bassin-de-grossesse-avec-foetus-amovible-modele-3b-smart-anatomy.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com