

FICHE PRODUIT

Incubateur de microplaques modèle RTA-19

Référence : SOC-192022

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Incubateur de microplaques modèle RTA-19

Caractéristiques de l'Incubateur de microplaques modèle RTA-19

- - Chauffage compact et sec.
- - Utilisation facile avec l'analyseur de chimie
- - Incube les tubes à 25 °C /30 °C /37 °C /45 °C
- - Affichage de la température par LED
- - Deux types de tubes, jusqu'à 24 tubes incubés.

Spécifications du système de l'Incubateur modèle RTA-19

Mode de chauffage : Chauffage Métalline**Option de température** : 25 °C /30 °C /37 °C /45 °C**Précision de la température** : ± 0.5 °C**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Différence de température entre les trous : $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Vitesse de chauffage : 25°C -- 37°C en 6 minutes (température ambiante 25°C)

Affichage de la température par : LED numérique

Caractéristiques du trou : $\Phi 13\text{mm} \times 20$ $\square$ $\Phi 15\text{mm} \times 4$ $\square$ profondeur du trou : 33mm

Puissance de chauffe : 70W

Dimensions : L $\times$ W $\times$ H(mm) 272mm $\times$ 203mm $\times$ 188mm

Poids net : 2.4kg

Alimentation électrique : AC 85 $\square$ 265V 50 $\square$ 60HZ

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/16380-incubateur-de-microplaques-modele-rta-19.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com