

FICHE PRODUIT



Mannequin Bras d'entraînement pour injection IV, ID et SC

Référence : SOC-1018438

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

L'utilisation de ce simulateur supérieur offre une expérience d'enseignement et d'apprentissage sûre et hygiénique pour vous et vos élèves. Démontrer et former l'administration de médicaments et les techniques aseptiques sur le bras humain.

Caractéristiques:

- Administration de médicaments par bolus intraveineux
- Exercices de collecte de sang avec du sang simulé
- Site d'injection intramusculaire dans la région du deltoïde
- Réseau veineux proéminent
- Rescellement des veines et de la peau externe
- « Pop » réaliste lorsque l'aiguille entre dans la veine
- Veines céphaliques, basiliques, antécubitales, radiales et ulnaires simulées
- Simulation du poing fermé et de la position du garrot
- Simulation de veines effondrées
- Simulation de la technique d'infusion
- Zones d'injection sous-cutanée du côté palmaire de l'avant-bras et du côté latéral de la partie supérieure du bras.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Comprend :

manuel d'instructions, kit d'installation avec concentré de sang simulé, ampoule à pression, sac de distribution de sang, peau de bras de rechange, entonnoir et poudre de talc, sac de transport souple et base en Lucite® fumée avec support

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-formation-apprentissage/16381-bras-d-entrainement-veineux-polyvalent.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com