

FICHE PRODUIT

Hotte à flux laminaire Modèle HHS-1300

Référence : SOC-130022

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

La hotte à flux laminaire Modèle HHS-1300

La hotte à flux laminaire Modèle HHS-1300 est un équipement de laboratoire destiné à la protection optimale du produit contre les éventuelles contaminations issues de l'opérateur, de l'environnement ou du plan de travail. La hotte à flux laminaire Modèle HHS-1300 est idéale pour les manipulations de substances non dangereuses où la stérilité du produit est requise. La hotte à flux laminaire Modèle HHS-1300 est installée lorsque la Valeur moyenne d'exposition du produit le plus toxique utilisé (VME) est comprise entre 1~400 ppm.

Caractéristiques de La hotte à flux laminaire Modèle HHS-1300

***Taille intérieure** □ 1380*785*1820mm

***Poids** : 150kg

***Vitesse moyenne du débit d'air** : 0,28 ~ 0,36 m/s

***Matériau** □ acier laminé à froid avec poudre antibactérienne à revêtement émaillé

***Table de travail** : acier inoxydable 304 Vitres latérales et frontales : verre trempé anti-UV de 5

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

mm Pré-filtre : fibre de polyester, lavable Filtre HEPA : efficacité de 99,999 % à 0,3 um *Bruit : ≤65dB

***Affichage** : ÉCRAN LCD

***Fenêtre avant** : Motorisée, ouverture max : 330mm Alimentation : AC220V ± 10%, 50/60Hz

***Consommation** : 600W

* **Roulette universelle** avec pieds de nivellement

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hottes-biologiques/16385-hotte-a-flux-laminaire-modele-hhs-1300.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com