


FICHE PRODUIT

BARREAUX D'AGITATION MAGNETIQUES, standard PTFE avec bande plate

Référence : SOC-150424

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

BARREAUX D'AGITATION MAGNÉTIQUES, standard PTFE avec bande plate

Les barreaux standard PTFE avec bande plate ont une surface de 15*4.5mm. Grâce à leur revêtement en PTFE, ils sont particulièrement résistants aux produits chimiques et aux températures

Conditionnement à l'unité

Caractéristiques du BARREAU D'AGITATION MAGNÉTIQUE, standard PTFE avec bande plate

Nom : BARREAU standard PTFE avec bande plate

Diamètre (mm) : 4.5

Longueur (mm) : 15

Poids net : 0.09 KG

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-divers/16386-barreaux-d-agitation-magnetiques-standard-ptfe-avec-bande-plate.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com