

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

STANDING LV ADULTE

Référence : SOC-STANDIN

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Les avantages du Standing LV :

- Adapté pour les centres de rééducation
- Système télescopique compensé par ressort
- Appui-fessier double bras avec verrouillage double sécurité facile d'accès
- Excellent maintien du tronc

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie**Garantie 2 ans**

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16387-standing-lv-adulte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com