

FICHE PRODUIT

Sachet de stockage SARANEX 150x150mm zippé naturel

Référence : SOC-STP540

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

En arrêt, remplacé par les sachets MINIGRIP

Sachet de stockage SARANEX® 150x150mm naturel - STP540

Le **sachet de stockage SARANEX® 150x150mm** de la gamme Labelians est spécifiquement conçu pour le **stockage longue durée d'échantillons sensibles**. Sa matière SARANEX®, reconnue pour ses propriétés barrières exceptionnelles, en fait un consommable de référence pour la conservation d'échantillons pathologiques ou de prélèvements de médecine légale nécessitant une intégrité et une traçabilité irréprochables.

Applications

- Stockage longue durée d'échantillons biologiques
- Conservation de prélèvements pathologiques
- Stockage de prélèvements de médecine légale
- Archivage d'échantillons précieux nécessitant une protection renforcée

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques du produit

Référence	STP540
Code article	914200
Type de sachet	Simple poche
Fermeture	Zippée
Matière	SARANEX®
Couleur	Naturel
Dimensions	150 x 150 mm
Épaisseur	76 µm
Capacité	540 ml
Absorbant	Sans
Température d'utilisation	-20°C à +50°C

Traçabilité

- Numéro de lot : non présent sur le sachet
- Date de péremption : non applicable

Informations fabricant

Fabricant	COM-PAC International, Inc.
Référence fabricant	4742-S
Pays d'origine	États-Unis

Conditionnement

Carton	1000 pièces
Minimum de vente	250 pièces

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sachets-hermetiques-en-saranex/1639-sachets-hermetiques-en-saranex-540ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com