

FICHE PRODUIT

Coussinet d'équilibre large

Référence : SOC-204343

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Accessoire de thérapie et d'entraînement permettant, grâce à ses propriétés déstabilisantes, de travailler la restauration des capacités en :

- Réhabilitation
- Médecine préventive
- Loisirs et sports professionnels

Dimensions : 97 x 41 x 6 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiels-et-accessoires-de-kinesithérapie/16390-coussinet-d-equilibre-large.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com