

**FICHE PRODUIT**

## Stepper

Référence : SOC-STEPH

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

- Description

Stepper pour travailler l'endurance, le cardio, l'équilibre et travailler la masse musculaire. Ce stepper réglable sur deux hauteurs est équipé d'un plateau antidérapant et de patins en caoutchouc pour améliorer la stabilité.

**Référence:**STEP

**Garantie:**5 ans châssis

**Norme:**Norme CE

**Poids:**6 kg

**Poids max supporté:**110 kg

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16391-step.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com