

FICHE PRODUIT



Rameur BH FITNESS LK700

Référence : SOC-BLK700RW

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le LK700 est un rameur pliable avec une structure renforcée et des composants de haute qualité. Son compteur LCD est équipé de 12 programmes prédéfinis.

Référence:BLK700RW

Alimentation:Auto-alimenté

Hauteur:126 cm

Largeur:62 cm

Longueur:246 cm

Poids:44 kg

Poids max supporté:150 kg

Programme:12

Temps d'utilisation:8 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16392-rameur-bh-fitness-lk700.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com