

FICHE PRODUIT

Cône rigide multifonctions

Référence : SOC-141222

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- DESCRIPTION

Les cônes rigides multifonctions permettent de proposer des exercices diversifiés et complets.

- Hauteur du cône 38 cm.
- Cônes en PVC, résistants qui peuvent être utilisés avec des cerceaux et des jalons.
- Trois hauteurs possibles : 6, 19 ou 32 cm.
- Muni de 16 trous, avec une encoche sur le sommet.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiels-et-accessoires-de-kinesitherapie/16396-cone-rigide-multifonctions.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com