

FICHE PRODUIT



Attelle motorisée ARTROMOT K1 Classic

Référence : SOC-ARTROK

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Attelle de mobilisation de la hanche et du genou. Les artromoteurs ARTROMOT sont utilisées pour la mobilisation postopératoire continue et passive de l'articulation du genou et de la hanche. L'ARTROMOT K1 se caractérise par la commande simple et intuitive de la télécommande aisée à comprendre et à utiliser grâce à ses pictogrammes.

*Amplitude du mouvement :

-Genou -10°/0°/120

-Hanche 0°/7°/15°

*Programmation : manipulation simple grâce aux pictogrammes

*Robustesse : châssis métallique, stabilité maximum

*Taille des patients : 120-200 cm

*Poids : 11 kg

Mouvements physiologiques grâce aux coques suspendues sur des sangles réglables

Support de jambe et pied : coques souples, confortables et très faciles à désinfecter

Référence:ARTROK

Garantie:2 ans

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Norme:CE Médical Classe IIa
Origine:Fabriqu  en Europe
Poids:11 kg

Conformit  et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations r glementaires : Dispositif m dical : v rifier la notice, l' tiquetage et la d claration UE de conformit  avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16398-attelle-motorisee-artromot-k1-classic.html>



Caract ristiques

Caract�ristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chauss e Jules C sar (B timent 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
T l. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com