

FICHE PRODUIT



L'Analyseur de protéines d'immunodosage modèle LTS-C100

Référence : SOC-C1002

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Caractéristiques de l'Analyseur de protéines d'immunodosage modèle LTS-C100:

- Technologie de biopuce avancée ;
- analyse automatique des signaux d'hybridation ;
- Hors débit ;
- une carte de test peut détecter plusieurs indicateurs en même temps ;
- Haute spécificité ;
- haute sensibilité ;
- bonne reproductibilité ;
- Opération simple ;
- détection complète de 20 à 30 minutes ;
- Fonctionnement à un seul intervenant ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

-évitant le gaspillage de réactifs.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16400-l-analyseur-de-proteines-d-immunodosage-modele-lts-c100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com