

FICHE PRODUIT



SPIROMETRE ELECTRONIQUE COPD6 - BPCO

Référence : SOC-SPI6L

Points forts

- délais : 4 semaines
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Le spiromètre électronique de poche COPD-6 est destiné au dépistage précoce de la BPCO - Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive - l'une des maladies respiratoires chroniques les plus répandues chez les adultes.

- Dimensions : 113 x 63x 48 mm
- Poids : 55g
- Spiromètre Débitmètre Electronique Portable COPD-6 Vitalograph
- Simple d'utilisation avec grand écran d'affichage

Contenu du kit :

- le dispositif
- une pochette de transport
- un guide d'utilisation
- 2 piles AAA

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mesure-de-la-pression-pulmonaire/16401-spirometre-electronique-copd6-bpco.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	4 semaines
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com