

FICHE PRODUIT

Micropore 3M - Sparadrap blanc avec dévidoir

Référence : SOC-6755

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Micropore 3M - couleur blanche avec dévidoir

Un **sparadrap microporeux hypoallergénique** doté d'une bonne adhésivité et convenant pour les **pansements devant être souvent changés**, même sur des peaux sensibles. Hypoallergénique et doux, il est multi-usages, économique et confortable.

Dévidoir hygiénique

Avec son **dévidoir, il est plus facile à découper et plus hygiénique** (moins de contact avec les mains du soignant). Micro-aéré, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, il **ne se décolle pas, même mouillé**. Son ablation est indolore.

Tailles disponibles

Couleur blanche. Tailles : **1,25 cm x 9,14 m (boîte de 24)**, **2,5 cm x 9,14 m (boîte de 12)** et **5 cm x 9,14 m (boîte de 6)**, toutes avec dévidoir.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/16402-micropore-3m-sparadrap-blanc-avec-devidoir.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 1.25 cm x 9.14 m (boîte de 24 rlx avec dévidoir)	SOC-011331	
Dimensions - 2.50 cm x 9.14 m (boîte de 12 rlx avec dévidoir)	SOC-010306	
Dimensions - 5 cm x 9.14 m (boîte de 6 rlx avec dévidoir)	SOC-010309	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com