

FICHE PRODUIT

Table électrique FERROX BOBATH JR

Référence : SOC-T938/TS

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Table de massage électrique FERROX BOBATH JR. Hauteur variable de 48 à 90 cm. Commande manuelle par télécommande 4 boutons (avec système de sécurité). Dossier électrique procline +85° en option.

Références: T938S, T938/TS

Cadre de commande: Non

Dossier/tête: En option

Garantie: 3 ans

Hauteur maximum: 90 cm

Largeur: 120 cm

Longueur: 200 cm

Norme: M1

Origine: Fabriqué en Italie

Poids: 118 kg

Poids max supporté: 160 kg

Point(s) fort(s): Paiement en 3 fois sans frais

Roulettes: Non

Temps d'élévation: 34 s

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16403-table-electrique-ferrox-bobath-jr.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com