

FICHE PRODUIT

appareil de pressothérapie **PREMIUM 4 + 2** bottes Winelec

Référence : SOC-PREM4

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Données techniques :

- Nombre de programmes : 6 programmes
- Nombre de cellules : 4 cellules
- Shuntage cellules : 1 cellule sur les programmes A1 et A2
- Nombre de sorties : 1
- Réglage de la pression : 0 à 240 mm Hg
- Minuteur : de 5 à 99 minutes
- Écran graphique LCD
- Norme CE Médical

Livré avec :

- Appareil PREMIUM 4

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Une paire de bottes

Dimensions : 260 x 200 x 125 mm

Poids : 3,5 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16404-appareil-de-pessotherapie-premium-4-2-bottes-winelec.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com