

FICHE PRODUIT



Manchon avec tubulure pour PREMIUM 4

Référence : SOC-PREM4/M

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le manchon avec tubulure pour pressothérapie Winelec Premium 4 est un accessoire compatible uniquement avec l'appareil Winelec Premium 4.

Le manchon avec tubulure pour pressothérapie Winelec Premium 4 est doté de 4 cellules qui vont, une fois actionnées, permettre le drainage circulatoire et lymphatique du bras.

Couleur : Gris

Conditionnement : à l'unité.

Caractéristiques

Dimensions :

- Longueur du manchon : 87 cm
- Largeur d'épaule : 25 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16405-manchon-avec-tubulure-pour-premium-4.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com