

FICHE PRODUIT



Lampe pour Lecteur de microplaques RT-2100C (6.5V,19W)

Référence : SOC-180110

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Aucune description détaillée disponible pour ce produit.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-microplaques/16408-lampe-pour-lecteur-de-microplaques-rt-2100c-6-5v-19w.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com