


FICHE PRODUIT

Madrin d'intubation flexible interGuide lot de 10FR, taille

Référence : SOC-8070006

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Madrin d'intubation flexible interGuide lot de 10FR, taille

L'introducteur flexible InterGuide Intersurgical communément appelé Bougie ou mandrin est conçu pour faciliter la localisation de la trachée et par conséquent la mise en place de la sonde d'intubation lors de situations d'intubations difficiles. InterGuide est à usage unique, sans latex, livré stérile et dans un emballage individuel facile à ouvrir.

Caractéristiques et avantages du Madrin d'intubation flexible interGuide lot de 10FR, taille

InterGuide est un introductif flexible pour tube Trachéal, communément appelé bougie. Il permet une indication précise du positionnement dans la trachée avant de procéder à l'insertion du tube endotrachéal en situation d'intubation difficile

Possède une surface à faible friction pour faciliter l'insertion et la manipulation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Extrémité coudée atraumatique pour prévenir toute blessure potentiel du patient

Disponible en trois tailles : 6FR, 10FR ; et 15FR

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sonde-pour-exploration/16409-madrin-d-intubation-flexible-interguide-lot-de-10fr-taille.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com