

FICHE PRODUIT

Automate d'analyse Pour Détection du VIH GENEXPERT IV R2, type ordinateur à 4 MODULES, 10C

Référence : SOC-161222

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Automate d'analyse Pour Détection du VIH GENEXPERT IV R2, type ordinateur à 4 MODULES, 10C

Caractéristiques de l'Automate d'analyse Pour Détection du VIH GENEXPERT IV R2, type ordinateur à 4 MODULES, 10C

Technologie : Système RT-PCR en temps réel entièrement automatisé et intégré

Catégorie : CBNAAT (Cartridge Based Nucleic Acid Amplification Test = Test d'amplification de l'acide nucléique sur cartouche)

Nombre de modules / emplacements de test : 4

Débit : 38 - 115 tests patients/jour

Menu de tests CE-IVD : Plus de 20 tests sur une seule station de travail consolidée et entièrement évolutive.

Statut réglementaire / Normes de qualité : US FDA, CE-IVD, OMS et ISO

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dimensions : 69 × 50 × 66 cm (LxHxP)

Température : 15-30 degrés C

Stockage des données : Illimité, archivage de 4000 tests à la fois

Contrôles de qualité : intégrés pour toutes les étapes du test

Contenu de l'emballage : Système GeneXpert, ordinateur portable/de bureau, scanner de codes-barres

L'Automate d'analyse Pour Détection du VIH GENEXPERT IV R2, type ordinateur à 4 MODULES, 10C a été conçu pour effectuer des tests PCR simples, de qualité laboratoire de référence, sur place dans les centres médicaux et les hôpitaux ou plus près des patients dans les cliniques et les maisons de retraite. Au cœur de chaque système GeneXpert® se trouve le module (ou baie de test) où une cartouche de test est chargée sur la machine. L'Automate d'analyse Pour Détection du VIH GENEXPERT IV R2, type ordinateur à 4 MODULES, 10C est configurée avec un nombre de modules égale à 4, de baies de test, afin de répondre aux exigences de volume de n'importe quel établissement.

Principales caractéristiques et avantages :

Automate d'analyse Pour Détection du VIH GENEXPERT IV R2, type ordinateur à 4 MODULES, 10C fournit des réponses rapides, standardisées et de qualité laboratoire, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour les maladies infectieuses telles que le COVID-19, la grippe, la tuberculose, le VIH, le HCV, le HBV, le HPV, le CPE, le MRSA, etc.

La cartouche de test autonome brevetée offre une grande précision, en intégrant, en automatisant l'extraction de l'échantillon, l'amplification, la détection, le tout dans une seule cartouche.

Plus de 20 tests RT-PCR - Consolidez les tests pour une large couverture des maladies infectieuses sur la même plateforme facile à utiliser.

Décisions rapides, à la demande, tests PCR 24/7 : obtenez des résultats exploitables en ~1 heure, pour une prise en charge clinique et médicale rapide.

Entrée de l'échantillon, sortie de la réponse. Une technologie facile à utiliser pour tous les niveaux de personnel.

Flexible et évolutif - Déploiement rapide de systèmes personnalisables, à la demande, avec 1 à 2 000 résultats par jour.

Entièrement connecté - interface LIS flexible (supportant à la fois HL7 et ASTM) pour tous les types de sites de test.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-analyses-medicales/16410-automate-d-analyse-pour-detection-du-vih-genexpert-iv-r2-type-ordinateur-a-4-modules-10c.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com