

FICHE PRODUIT

TAPIS MOTORISE MED-730 BARRES FIXES

Référence : SOC-MED730

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Puissant moteur de 3.0 CV

20 programmes

Plage de vitesse comprise 0.2 et 14 km/h

Réglage de l'inclinaison électrique sur 20 niveaux

Barres de maintien réglables en hauteur sur 7 niveaux

Surface de course 145 x 50 cm amortie par un système SIS (Soft Impact System).

Déplacement du tapis aisé grâce aux roulettes intégrées

Prise des pulsations cardiaques sur capteurs tactiles

Ordinateur 5 fenêtres éclairé (LED) : Temps, Distance, Vitesse, inclinaison du tapis, Calories dépensées, Pulsations cardiaques.

Poids maximal de l'utilisateur : 150 kg

Dimensions monté : L180 x 190 x H135 cm

Poids : 135 KG

Norme CE:EN957

Livré démonté

Garantie 5 ans sur châssis et 2 ans sur les pièces d'usures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16412-tapis-motorise-med-730-barres-fixes.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com