

FICHE PRODUIT

Entraîneur d'équilibre BOSU PRO

Référence : SOC-30263

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Référence: 30263

Best Seller: Oui

Composition: Sans Phtalates

Couleur: Bleu

Dimensions: 65 x 23 cm

DiamètreØ: 65 cm

Garantie:1 an

Livré avec: Pompe de gonflage, manuel d'utilisation

Origine: Fabriqué aux États-unis

Poids: 9 kg

Poids max supporté: 159 kg

Utilisation: Travail de l'équilibre

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16416-entraineur-d-equilibre-bosu-pro.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com