

FICHE PRODUIT



TROCART Myélogramme Adulte

Référence : SOC-150680

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

TROCART Myélogramme Adulte

TROCART Myélogramme Adulte : (bte 10)

Disponible en:

- Aiguille d'aspiration de moelle osseuse 15G x 6,8cm max. connecteur luer lock sur la poignée 23x20x12cm
- Aiguille d'aspiration de moelle osseuse 15G x 10,2cm max. connecteur luer lock sur la poignée 23x20x12cm
- Aiguille d'aspiration de moelle osseuse 16G x 6,8cm max. connecteur luer lock sur la poignée 23x20x12cm

Caractéristiques du TROCART Myélogramme Adulte

Matière : Acier inoxydable

Longueur mm : 68

Poids Brut kg : 1,8

Procédure interventionnelle : Biopsie ostéo médulaire (BOM)

Stérile : Stérile EO

CE : DM Classe IIa

Description

Aiguille d'aspiration de moelle osseuse (bte 10)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Cette aiguille d'aspiration est indiquée pour l'aspiration de moelle osseuse dans le sternum ou la crête iliaque.

Ce système d'arrêt de l'aiguille peut-être enlevé en cas d'aspiration au niveau de la crête iliaque.

Bénéfices du produit :

- Connecteur "luer lock" sur la poignée pour la connexion sécurisée d'une seringue
- Un système de contrôle de la profondeur de pénétration ajustable et amovible.
- Utilisation possible par voie iliaque en retirant la butée réglable.

Composition du dispositif :

- Stylet (Acier inoxydable)
- Canule (Acier inoxydable)
- Hub du stylet (Plastique ABS)
- Hub canule (Polycarbonate)
- Gaine (LDPE)

Informations supplémentaires :

- Dispositif médical stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- Dispositif médical à usage unique
- Absence de latex
- Absence de phtalates (DHP)

Précautions d'emploi :

- Vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage.
- Utiliser avant la date limite d'utilisation.
- Stocker dans un endroit sec et frais.
- Ne pas restériliser : à usage unique.
- Se conformer à la notice d'utilisation.

Conditionnement :

- Boîte de 10 unités

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-et-seringues/16417-trocart-myelogramme-adulte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com