

FICHE PRODUIT

Trocart de biopsie de moelle osseuse T-Lok Enfant (bte de 10 canule)

Référence : SOC-100111

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Caractéristiques

- Aiguille T-LOK biopsie moelle osseuse 11G x 10,2cm
- bte de 10 canule d'extraction T-LOK : 23x21x12cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/trocart-universel/16419-trocart-de-biopsie-de-moelle-osseuse-t-lok-enfant-bte-de-10-canule.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com