

FICHE PRODUIT

Appareil mobile d'aspiration Modèle SU-305P

Référence : SOC-30520

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

- Conception conviviale, idéale pour une utilisation en salle d'opération ou dans les services généraux offrant une performance efficace telle que la biopsie par aspiration, la chirurgie, la curette endométrique, l'OB/GYN et l'avortement, etc.
- Une armoire de rangement à l'arrière du SU-305 permet de ranger les accessoires et les outils.
- Une jauge de vide intégrée avec une gamme de 0 - 760mmHg (0 - 31 inHg) pour une lecture directe.
- Choix de bouteilles en verre ou en plastique (polycarbonate) graduées en ML incorporées avec un raccord anti-débordement avec bouchon et raccord en caoutchouc autoclavable.
- Le passage d'une bouteille à l'autre se fait en tournant le bouton de commande de gauche à droite pour l'aspiration de la bouteille correspondante.
- Le SU-305P présente un corps extérieur moulé d'une seule pièce en fibre de verre compacte pour une résistance supérieure à la rouille, aux copeaux et à la corrosion, facile à nettoyer.
- Monté sur 4 roues antistatiques en caoutchouc avec 2 dispositifs de verrouillage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- L'aspiration à vide puissant est régulée de 0 (ZERO) à un maximum capable de soutenir tous les usages.
- Le tube d'aspiration en silicone est autoclavable et réutilisable.
- Fonctionnement silencieux convenant à une utilisation dans les services hospitaliers et les salles de théâtre.

Spécifications :

- Dimension totale : 500 x 420 x 885mm ;
- Pompe à vide : Rotative à l'huile, sans huile ;
- Cylindre N.A. 2 ;
- Puissance en watts : 191 W, 270 W ;
- Débit d'air maximum ($\pm 10\%$) : 80 LPM ,70 LPM ;
- Vide maximum ($\pm 10\%$) : 700mmHg, 680mmHg ;
- Poids net : 28,3 kg, 26,0 kg ;
- Bocaux de collecte en plastique ;
- Prévention de débordement : Oui ;
- Accessoire standard : Bouteille x 2pc + Pédale de commande x 1 Tube d'aspiration x 1 pc ;
- Accessoires en option : Filtre à bactéries ; ventouse (ventouse en silicone 60/70mm), jeu de canules, tube d'aspiration Frazier 3pc/set.

Approbation : CE, GMP, ISO 13485, 9001

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/16421-appareil-mobile-d-aspiration-modele-su-305p.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com