


FICHE PRODUIT

BALLES TONIFIANTES

Référence : SOC-34144

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Les Toning Balls s'intègrent parfaitement au programme d'entraînement de la technique Pilates. Parfaites pour la réalisation d'exercices de renforcement musculaire et d'étirements.

Elles peuvent accompagner les exercices Pilates Matwork.

Elles sont déclinées en 2 tailles-poids : 450g et 900g

Vendu par paire

Sans Phtalates

Couleur Bleue

Références: 34144, 34145

Composition: Sans Phtalates

Couleur: Bleu

Diamètre: Ø9 cm

Poids: 450 g ou 900 g

Type: Rond

Utilisation: Pilates

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16422-balles-tonifiantes-450g.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com