

**FICHE PRODUIT**

## Echographe ultrason modèle CHISON ECO 6 avec doppler couleur

Référence : SOC-211224

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

- Description

### Echographe ultrason modèle CHISON ECO 6 avec doppler couleur

L'Echographe ultrason modèle CHISON ECO 6 avec doppler couleur est doté d'un système doppler couleur portable avec écran LED haute résolution de 12 pouces. Il possède également un écran qui peut être réglé jusqu'à 30° ; ainsi qu'un clavier rétro-éclairé alphanumérique qui permet un travail agréable et non fatigant pour le médecin. L'échographe détient également une puissante batterie Li-Ion et de facto peut être utilisé de manière particulièrement flexible.

L'Appareil ultrasons pour échographie modèle CHISON ECO 6 est fourni avec une sonde

**Domaines d'application**

Abdomen  
Gynécologie  
Vaisseaux  
Cardiologie  
Neurologie

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

Obstétrique

Urologie

Tissus mous / petites parties corporelles

Pédiatrie

**Caractéristiques de L'Echographe ultrason modèle CHISON ECO 6 avec doppler couleur**

Echographe CHISON ECO 6 avec doppler couleur

Ecran LED 12 pouces

Affichage inclinable à 30°

Clavier alphanumérique avec rétro-éclairage

Touches rapides disponibles

Avec un logiciel de relevé et de calcul

Fonction zoom

Modes de travail : B/2B/4B/B&M/CFM/PD/PW, B/BC/ Triplex

imagerie compacte

Tissue Harmonic

Image

Trapézoïde

Chroma

Mode d'affichage plein écran

Imagerie B-Steer

Stockage Cine loop (256 images en temps réel)

Curseur 8 TGC

**Batterie Li-Ion intégrée (fonctionnement env. 2,5 h. avec batterie complètement chargée)**

**Logiciel multilingue**

Prises : 1 prise Video-Out, 1 prise VGA, 3 prises USB, 1 prise LAN

**Disponible au choix avec une sonde convexe, linéaire ou convexe + phased-array**

**Avec stockage interne**

**Dimensions** : 33,5 x 15,5 x 35 cm (L x l x H)

**Poids** : env. 6,5 kg

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16423-appareil-ultrasons-pour-echographie-modele-chison-eco-6-avec-doppler-couleur.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com