

FICHE PRODUIT



Sac de refroidissement à insuline

Référence : SOC-BDI2220

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Le sac de stockage frigorifique BDI2220 convient au stockage de l'insuline ainsi qu'à certains autres médicaments et vaccins spécialisés. Lors de l'achat de produits chez WICO, les clients reçoivent également des sacs de glace en gel réutilisables, sans latex, non toxiques.

Matériau principal du sac de stockage d'insuline BDI2220

- Dimension; 20x11x4.5cm
- Source froide : à partir de 01 sac de glace gel BDI120
- Poids : 150g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16425-sac-de-refroidissement-a-insuline.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com