

FICHE PRODUIT

Sac en tissu oxford + mousse PE 5mm + feuille d'aluminium doublure en aluminium

Référence : SOC-BDI2094

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Les sacs de stockage d'insuline spécialisés BDI2094 sont importés et distribués par WICO. Le produit est conçu pour être compact et facile à transporter, peut contenir jusqu'à 4 stylos à insuline. En dehors du tissu Oxford résistant à l'eau, le film d'aluminium à l'intérieur augmente la rétention de chaleur. De plus, lors de l'achat de produits, les clients reçoivent également 2 sacs de glace en gel réutilisables.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16426-sac-tissu-oxford-mousse-pe-5mm-feuille-d-aluminium-doublure-en-aluminium.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com