


FICHE PRODUIT

Sac en polyester 1680D + mousse PE 5mm + 210D doublure

Référence : SOC-BDI2095

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Tab 1

Le BDI2095 Cambric a une structure EVA solide, combinée à une fermeture à glissière fermée et à des sangles, ce qui maintient le produit à l'intérieur dans une position optimale. De plus, lors de l'achat de produits, les clients reçoivent également 2 sacs de glace en gel réutilisables. Sacs de stockage d'insuline spécialisés importés et distribués par WICO.

Caractéristiques distinctives du sac de stockage d'insuline BDI2095 Cambric :

- Le sac de stockage d'insuline portable BDI2095 Cambric est un produit d'origine chinoise, importé et distribué par WICO Vietnam

BDI2095 est un sac réfrigéré, adapté au stockage de l'insuline ainsi qu'à un certain nombre d'autres médicaments et vaccins spécialisés.

- Le produit a une structure en polyester durable, combinée à une fermeture à glissière fermée et à des sangles, aidant le produit intérieur à être maintenu dans la position optimale.

- L'extérieur est recouvert d'une couche de tissu cambrien, l'intérieur est composé de maille et de mousse PE

- 4 stylos à insuline peuvent être stockés dans un sac de rangement.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Lors de l'achat de produits, les clients reçoivent 2 sacs supplémentaires de glace gel qui sont réutilisables, ne contiennent pas de latex, ne provoquent pas de toxicité.
- Les produits peuvent être nettoyés facilement avec des serviettes humides et des chiffons doux.

Le produit a une structure EVA forte, combinée à une fermeture à glissière fermée et des sangles, ce qui aide le produit interne à être maintenu dans la position optimale.

- Le matériau principal qui compose le produit est le polyester 1680D
- Lors de l'achat de produits, les clients reçoivent 2 sacs supplémentaires de glace gel qui sont réutilisables, ne contiennent pas de latex, ne provoquent pas de toxicité.
- Les produits peuvent être nettoyés facilement avec des serviettes humides et des chiffons doux.

Spécifications:

- Dimensions : 20 x 9 x 4 (cm)
- Poids : 150g

Les offres comprennent :

- Sac de rangement
- 2 Sac de gel glacé
- Mode d'emploi des sacs de rangement

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16428-sac-en-polyester-1680d-mousse-pe-5mm-210d-doublure.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com