

FICHE PRODUIT



Clamp ombilical COLLIN 8.5 cm

Référence : SOC-171440

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

Clamp ombilical COLLIN 8.5 cm

Caractéristiques Clamp ombilical COLLIN 8.5 cm

emballage : PC / 1

Matériau : Acier inoxydable

Taille : 8.5 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-inox-et-instruments-medicaux/16431-clamp-ombilical-collin-8-5-cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com