


FICHE PRODUIT

Sac isotherme pour insuline

Référence : SOC-BDI2214A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le sac de stockage frigorifique BDI2214A convient au stockage de l'insuline ainsi qu'à certains autres médicaments et vaccins spécialisés. Lors de l'achat de produits chez WICO, les clients reçoivent également 2 sacs de glace en gel réutilisables, ne contenant pas de latex, non toxique.

Spécifications:

- BDI2214A est un sac réfrigéré, adapté au stockage de l'insuline ainsi qu'à un certain nombre de médicaments et de vaccins spécialisés
- Le produit a une structure EVA forte, combinée à une fermeture à glissière fermée et des sangles, ce qui aide le produit interne à être maintenu dans la position optimale.
- L'extérieur est composé de tissu PE et de mousse

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection/16433-materiau-principal-150d-300d-twill-1-1mmpe-carte-2mm-pe-fermeture-eclair-en-nylon-mousse-mesh-no-5.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com