


FICHE PRODUIT



Sonde cannelée 14.5 cm

Référence : SOC-0710114

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Description

La sonde cannelée 14.5 cm est un instrument utilisé pour la dissection pour protéger les organes de la lame du bistouri ou des ciseaux..

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16442-sonde-cannelee-14-5-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com