

FICHE PRODUIT

Glacière personnelle portable de 6 pintes

Référence : SOC-23343

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• DESCRIPTION

Glacière personnelle portable de 6 pintes pour garder les aliments et les boissons au frais

Le refroidisseur à glace portable garde les aliments et les boissons au frais

Capacité de 6 pintes pouvant contenir jusqu'à 6 canettes

Poignée de bélière pour un transport pratique d'une seule main

Dimension :

*Dimension extérieure : 33.4*22.1*22cm,

*Dimensions intérieures : 25 * 16 * 15 cm,

*Poids : 1,53 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/16448-glaciere-personnelle-portable-de-6-pintes.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com